

Das Sicherheits-Identifikationsarmband

Patientenarmbänder für Erwachsene, Kinder und Neugeborene



Kostengünstig. Effektiv. Sicher.



Die CONTROLIX-Patientenarmbänder

CONTROLIX sind Identifikationsarmbänder mit einem nicht wieder zu öffnenden Sicherheitsverschluss. Sie ersetzen übertragbare Schilder am Bett des Patienten und schliessen somit Verwechslungen und Missbrauch aus.

- + Verbinden wichtige Informationen direkt mit dem Patienten
- + Garantieren eine schnelle und sichere Identifikation aller Patienten vom Beginn der Behandlung bis zur Entlassung
- + Verhindern Verwechslungen von Patienten, die sich nicht artikulieren können, z.B. Säuglinge, nicht ansprechbare oder verwirrte Personen und gewährleisten eine zuverlässige Zuordnung aller zu ihren Bereichen, Stationen oder Zimmern.
- + Ihre verschiedenen Farben signalisieren deutlich Allergien, Dringlichkeit, Massnahmeprioritäten, Diätvorschriften, Medikation oder akute Zustände.
- + Sparen viel Zeit, weil sie Informationen sofort „auf einen Blick“ liefern.
- + Garantieren klare Erfassung wichtiger Informationen anderer Abteilungen, ohne lange Rücksprachen.
- + Erleichtern die patientenbezogene Leistungserfassung, etwa durch aufgedruckten EAN-Strichcode.
- + Verhindern Manipulation und sind nicht auf andere Personen übertragbar.
- + Sind auf Wunsch individuell bedruckt lieferbar, beispielsweise mit dem Logo der Einrichtung, der Krankenkasse, eines Sponsors, etc.

Das Material

Alle CONTROLIX-Bänder bestehen aus Vinyl, einem hypoallergenem, weichen Material und sind völlig ohne scharfe Kanten.

Die Latex-freien Bänder können einfach auf jeden Gelenkumfang eingestellt werden und sind damit auch über längere Zeiträume bequem zu tragen.

Alle CONTROLIX-Bänder sind unempfindlich gegen Feuchtigkeit und vermeiden Hautreizungen.

Der Sicherheitsverschluss

Der nicht wieder zu öffnende Sicherheitsverschluss gewährleistet, dass die Bänder nicht übertragbar sind und damit Manipulationen und Verwechslungen ausgeschlossen sind.



Das Schließen des Verschlusses erfolgt durch Einlegen des Bandes und Zudrücken des Knopfes. Nach dem Abschneiden des Bandes ist dieses sicher verschlossen.



Das Band läßt sich auf den gewünschten Umfang zuschneiden.



Das Band kann nur durch Zerschneiden oder Zerreißen wieder entfernt werden.

Alle Vorteile auf einen Blick

- ✓ Latex-frei
- ✓ Hypoallergenes, weiches Material
- ✓ Ohne scharfe Kanten
- ✓ Passend für jeden Gelenkumfang
- ✓ Vermeidet Hautreizungen
- ✓ Unempfindlich gegen Feuchtigkeit



- ✓ Einfach und schnell anzulegen
- ✓ Nicht übertragbar
- ✓ Nicht wieder zu öffnen
- ✓ Direkt mit dem Patienten verbunden
- ✓ Auch über längere Zeiträume bequem zu tragen



Zertifizierungen

CONTROLIX-Bänder erfüllen die Medizinproduktrichtlinie 93/42/EWG sowie die Sicherheitsrichtlinie EN-71 in den Teilen 1, 2 und 3.

Farben

Die CONTROLIX-Bänder sind in verschiedenen Farben erhältlich und auf Wunsch individuell bedruckbar.

- ✓ Als Medizinprodukt zertifiziert



- ✓ eindeutige, klare Erfassung
- ✓ verhindert Verwechslungen von Patienten
- ✓ bedruckbar



Patientenarmbänder für Erwachsene

CONTROLIX Standard

CONTROLIX Standard ist das zuverlässige Identifikationsarmband mit beschreib- und beklebbarem Einsteckkärtchen.



Lassen sich individuell kennzeichnen, z. B. durch Aufkleber, Drucker oder Kugelschreiber



Gewährleisten klare und sichere Information während des gesamten Klinikaufenthalts



Maße

Gesamtlänge des Bandes:	250 mm
Maximaler Gelenkumfang:	225 mm
Maße Einsteckkarte:	60 x 22 mm
Maße Einsteckkarte mit Einsteckhilfe:	90 x 22 mm

Lieferbare Farben: Rot, Gelb, Mintgrün, Himmelblau, Weiß, Transparent, weitere Farben auf Anfrage

Preise CONTROLIX Standard

					Artikelnummer CS
bis 1000 Stk.	1000 - 5000	5001 - 10.000	10.001 - 50.000	50.001 - 100.000	über 100.000
0,110	0,095	0,090	0,080	0,075	auf Anfrage


Alle Preise verstehen sich pro Auftrag in Euro/Stk. zzgl. Versandkosten und 19% MwSt. Ein Auftrag kann sich aus mehreren Armbandfarben zusammensetzen. Verpackungseinheit: 100 Stk./Box. Die Lieferzeit beträgt in der Regel 2-3 Tage. Bitte fragen Sie vor Ihrer Bestellung die Verfügbarkeit der Armbandfarben nach. Zum Teil ist auch ein Aufdruck auf die Armbänder möglich. Diese CONTROLIX-Patientenarmbänder erfüllen die **DIN EN 71**.

Das Einsteckkärtchen mit abtrennbarer Einsteckhilfe.



Die abtrennbare Einsteckhilfe zum bequemen Einführen in das Band. Das Einsteckkärtchen kann bequem mit Kugelschreiber beschriftet werden. Alternativ ist auch das Bekleben des Kärtchens mit einem vom KIS-System gedruckten Barcode-Etikett möglich.

Verschiedene Farben machen unterschiedliche Zuordnungen möglich und signalisieren deutlich Allergien, Dringlichkeit, Massnahmeprioritäten, Diätvorschriften, Medikation oder akute Zustände.



CONTROLIX Direkt

CONTROLIX Direkt zur Beschriftung mit Kugelschreiber oder Filzstift.



Zeitsparend durch schnelle Beschriftung von Hand



Ermöglichen Farbcodierung nach Dringlichkeit, Station, Allergie, Blutgruppe, Medikation etc.



Maße

Gesamtlänge des Bandes: 250 mm
 Maximaler Gelenkumfang: 225 mm
 Größe des Beschriftungsfelds: 60 x 22 mm

CONTROLIX-Bänder geben Sicherheit und bieten zertifizierte Qualität ✓

Lieferbare Farben: Rot, Gelb, Mintgrün, Himmelblau, Weiß, weitere Farben auf Anfrage

Preise CONTROLIX Direkt

Artikelnummer CD

bis 1000 Stk.	1000 - 5000	5001 - 10.000	10.001 - 50.000	50.001 - 100.000	über 100.000
0,110	0,090	0,085	0,080	0,075	auf Anfrage

Alle Preise verstehen sich pro Auftrag in Euro/Stk. zzgl. Versandkosten und 19% MwSt. Ein Auftrag kann sich aus mehreren Armbandfarben zusammensetzen. Verpackungseinheit: 100 Stk./Box. Die Lieferzeit beträgt in der Regel 2-3 Tage. Bitte fragen Sie vor Ihrer Bestellung die Verfügbarkeit der Armbandfarben nach. Zum Teil ist auch ein Aufdruck auf die Armbänder möglich. Diese CONTROLIX-Patientenarmbänder erfüllen die **DIN EN 71**.



Das Schreibfeld kann bequem und schnell mit Kugelschreiber oder Filzstift beschrieben werden.



Identifikationsarmbänder für Kleinkinder und Babies



CONTROLIX Standard Baby

CONTROLIX Standard Baby ist das zuverlässige Identifikationsarmband für Kinder und Babys mit beschreib- und beklebbarem **Einsteckkärtchen**.



Maße:

Gesamtlänge: 170 mm
Maximaler Gelenkumfang: 154 mm
Maße Einsteckkarte: 50 x 16 mm
Maße Einsteckkarte mit Einsteckhilfe: 75 x 16 mm

Lieferbare Farben:
Weiß, Hellblau, Pink

Preise CONTROLIX Standard Baby

Artikelnummer CSb

bis 1000 Stk.	1000 - 5000	5001 - 10.000	10.001 - 50.000	50.001 - 100.000	über 100.000
0,110	0,090	0,085	0,075	0,070	auf Anfrage

Alle Preise verstehen sich pro Auftrag in Euro/Stk. zzgl. Versandkosten und 19% MwSt. Ein Auftrag kann sich aus mehreren Armbandfarben zusammensetzen. Verpackungseinheit: 100 Stk./Box. Die Lieferzeit beträgt in der Regel 2-3 Tage. Bitte fragen Sie vor Ihrer Bestellung die Verfügbarkeit der Armbandfarben nach. Zum Teil ist auch ein Aufdruck auf die Armbänder möglich. Diese CONTROLIX-Patientenarmbänder erfüllen die **DIN EN 71**.

CONTROLIX Direkt Baby (soft)

CONTROLIX Direkt Baby (soft) ist das zuverlässige Identifikationsarmband für Kinder und Babys zur **Direktbeschriftung** mit Markern oder Kugelschreibern.



Maße:

Gesamtlänge des Bandes: 170 mm
Maximaler Gelenkumfang: 154 mm
Maße Schriftfeld: 54,5 x 17,5 mm

Lieferbare Farben:
Weiß, Hellblau, Pink



Zeitsparend durch schnelle Beschriftung von Hand



Superweiche Bänder, die sich jedem Umfang bequem anpassen.

Preise CONTROLIX Direkt Baby (soft)

Artikelnummer CDb

bis 1000 Stk.	1000 - 5000	5001 - 10.000	10.001 - 50.000	50.001 - 100.000	über 100.000
0,100	0,085	0,075	0,070	0,065	auf Anfrage

Alle Preise verstehen sich pro Auftrag in Euro/Stk. zzgl. Versandkosten und 19% MwSt. Ein Auftrag kann sich aus mehreren Armbandfarben zusammensetzen. Verpackungseinheit: 100 Stk./Box. Die Lieferzeit beträgt in der Regel 2-3 Tage. Bitte fragen Sie vor Ihrer Bestellung die Verfügbarkeit der Armbandfarben nach. Zum Teil ist auch ein Aufdruck auf die Armbänder möglich. Diese CONTROLIX-Patientenarmbänder erfüllen die **DIN EN 71**.



CONTROLIX Laser für Erwachsene, Kinder und Babies



CONTROLIX Laser

CONTROLIX Laser sind Armbänder auf A4-Bögen, welche mit handelsüblichen Laserdruckern individuell bedruckt und personalisiert werden können. Auf jedem Bogen sind zudem 16 bedruckbare Aufkleber, so dass Hängemappen, Handakten etc. in einem Vorgang verwechslungssicher mitbeschriftet werden können. CONTROLIX Laser gibt es in Ausführungen für Erwachsene, Kinder und Babies.

- ✓ Latex-frei, komfortabel & weich
- ✓ Unempfindlich gegen Feuchtigkeit, Wasser & Seife
- ✓ Nach Bedarf direkt mit Foto, Barcode & Text bedruckbar
- ✓ Glatte Oberfläche für gestochen scharfen Druck
- ✓ Armbänder und Labels auf einem Bogen
- ✓ Auch über längere Zeiträume bequem zu tragen



Preise CONTROLIX Laser

					Artikelnummer CLaser	
bis 1000 Stk.	1000 - 5000	5001 - 10.000	10.001 - 50.000	50.001 - 100.000	über 100.000	
0,30	0,25	0,22	0,20	0,19	auf Anfrage	

Alle Preise verstehen sich pro Auftrag in Euro/Stk. zzgl. Versandkosten und 19% MwSt.
Verpackungseinheit: 500 Stk./Box (kleinere Mengen auf Anfrage möglich). Die Lieferzeit beträgt in der Regel 2-3 Tage.

CONTROLIX Markierungsbänder

CONTROLIX Markierungsbänder gibt es in mehreren Signalfarben, mit und ohne Aufdruck. Markierungsbänder sind auch zum nachträglichen Beschriften mit Permanentmarker gedacht. Sie dienen dazu, dem Personal zusätzliche Hinweise, beispielsweise auf Allergien, Unverträglichkeiten, etc., zu geben.

Maße:

Gesamtlänge des Bandes: 250 mm

Maximaler Gelenkumfang: 225 mm

Lieferbare Farben:

Neonrot, neongrün, neonpink, weitere Farben auf Anfrage

Preise CONTROLIX Markierungsbänder

Artikelnummer CALert

bis 1000 Stk.	1000 - 5000	5001 - 10.000	10.001 - 50.000	50.001 - 100.000	über 100.000
0,15	0,11	0,10	0,090	0,080	auf Anfrage

Alle Preise verstehen sich pro Auftrag in Euro/Stk. zzgl. Versandkosten und 19% MwSt. Ein Auftrag kann sich aus mehreren Armbandfarben zusammensetzen. Verpackungseinheit: 100 Stk./Box. Die Lieferzeit beträgt in der Regel 2-3 Tage.

CONTROLIX - Das Sicherheitsidentifikationsarmband

CONTROLIX - Patientenarmbänder haben sich bereits millionenfach in Kliniken, Pflegeheimen und Krankenhäusern bewährt. Professor Dr. Helmut Madersbacher, ärztlicher Leiter des Landeskrankenhauses Innsbruck- Universitätsklinikum bestätigt den CONTROLIX-Bändern Sicherheit, Effektivität und Kostensenkung.

CONTROLIX gibt die Sicherheit, die heute von modernen Kliniken und Einrichtungen verlangt wird.

Kostengünstig ✓ Effektiv ✓ Sicher ✓

Patientenarmbänder
CONTROLIX

hg-klinikbedarf.de
Harald Griebshammer

Schönberg Allee 1
26632 Ihlow
Tel: 0 49 28 - 914 842
Fax: 0 49 28 - 914 844

mail@hg-klinikbedarf.de
www.hg-klinikbedarf.de