


SARS-CoV-2 Rapid Antigen Tests

Übersicht der Roche Antigen Schnelltests



Antigen Nasopharyngeal	
Roche Bestell-Nr.	09327592190
PZN	16837473
Probenmaterial	Nasopharyngeal
Launch	September 2020
Verfügbarkeit	Frei verfügbar
Anwender	Medizinisches Fachpersonal
Relative Sensitivität Ct ≤ 30	95,5 %
Relative Spezifität	99,2 %
Zielantigen	Nucleocapsid (N)
Vertriebsweg	Pharmazeutischer Großhandel, Medizinischer Fachhandel, Laborfachhandel
Mutationseinfluss	Nach heutigem Erkenntnisstand besteht kein Einfluss auf die Performance durch Mutanten z. B. aus England und Südafrika
Einfluss mRNA Impfstoff	Kein Einfluss, Impfstoffe von Pfizer und Moderna nutzen beide das Spike Protein und nicht das Nucleocapsid (N) Protein.

Antigen Nasal Professionell	
09365397023	
17173555	
Nasenabstrich	
Mitte Februar 2021	
Erster Monat in Zuteilung	
Medizinisches Fachpersonal, Selbstabnahme unter Beobachtung	
Fachpersonal	Selbstabnahme
90,6 %	84,4 %
98,6 %	99,2 %
Nucleocapsid (N)	

Sonderzulassung Selbstanwender	
09417125702	
-	
Nasenabstrich	
26.02.2021	
Frei verfügbar	
Patient	
82,5 %	
100 %	
Nucleocapsid (N)	